


Utmerket væskehåndtering
og en mykere tilnærming
til sårbehandling



Biatain

Skumbandasje

Biatain




Utmerket væskehåndtering og en mykere tilnærming til sårbehandling

Biatain skumbandasje gir utmerket væskehåndtering for raskere sårtilheling¹⁻³. Den gir også en høy pasientkomfort på grunn av den myke og fleksible skumbandasjen med avrundede kanter⁴.

Absorpsjon- og retensjonskapasiteten minimerer risikoen for lekkasje og oppbløting^{1,5,6}. **Biatain** tilbyr en kostnadseffektiv behandling da bandasjen kan ligge på i flere dager⁷. Den semipermeable toppfilmen er dusjsikker og fungerer som en barriere mot bakterier⁸.

Funksjon



Indikasjoner

Biatain skumbandasje er egnet for en rekke typer væskende sår, som venøse leggsår, trykksår og ikke-infiserte diabetiske fotsår.

Biatain kan brukes på annengrads forbrenninger, donorsår, postoperative sår og overfladiske hudavskrapninger.

Biatain skumbandasje kan brukes til pasienter som blir behandlet for en lokal eller systemisk infeksjon under tilsyn av lege.

Biatain skumbandasje kan brukes under hele sårhelingsfasen og gir beskyttelse til de indikerte sårtyper.

Biatain skumbandasje er egnet i kombinasjon med kompresjonsbehandling.

Biatain skumbandasje tilbyr løsninger for de fleste typer væskende sår.

Biatain ikke-klebende skumbandasje egner seg til væskende sår, selv med ømfintlig eller skadet hud rundt såret.


Biatain klebende skumbandasje egner seg til væskende sår hvor huden rundt såret er intakt.

Biatain Soft Hold skumbandasje egner seg til sår som er vanskelige å bandasjere.


Biatain Sakrum og Hæl skumbandasje er anatomisk formet spesielt til å bandasjere disse områder.

Biatain Sortiment

Biatain		Varenr.
Ikke-klebende sårbandasjer		
	5x7cm	704448
	10x10cm	740970
	15x15cm	740971
	20x20cm	741885

Biatain		Varenr.
Klebende sårbandasjer		
	7,5x7,5cm	704449
	12,5x12,5cm	701365
	15x15cm	701366
	18x18cm	701367

Biatain		Varenr.	
Klebende sårbandasjer			
	Sakrum	23x23cm	741897
	Hæl	19x20cm	701368

Biatain		Varenr.
Heftende Soft Hold		
	10x10cm	743647
	10x20cm	743648
	15x15cm	701369

Referanser:

- Andersen et al. A randomized, controlled, study to compare the effectiveness of two foam dressings in the management of lower leg ulcer. *Ostomy/Wound Management* 2002;48(8):34-41
- Severin & Kristensen. New test method for measuring absorption in foams. Joint Scientific meeting of ETRS, EWMA, and DGfW, 2005.
- Thomas et al. An in-vitro comparison of the physical characteristics of hydrocolloids, hydrogels, foams and alginate/CMC fibrous dressings. 2005; www.dressing.org.
- A new and improved foam dressing range. 2007; In prep.
- Lohmann et al. Safety and performance of a new non-adhesive foam dressing for the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care* 2004;13(3):118-120
- Larsen. Evaluation of a foam dressing with a new soft adherent layer. The joint Scientific meeting of ETRS, EWMA and DGfW, 2005.
- Bale et al. Timo to healing and HRQoL in the treatment of pressure ulcers with foam dressings. EWMA, 2002.
- Vogensen. Evaluation of Biatain Soft-Hold foam dressing. *British Journal of Nursing* 2006;15(21):1162-1165



Mediq Norge AS
Dyrskuevn. 13
PB 113, NO-2041 Kløfta